版本異動紀錄

日期	作者	審查者	摘要說明
2016/3/4	許雅婷		初版

目錄

明1	APP 4	一節	第
	歡迎了	壹、	
2	登入了	貳、	
3	個人資	參、	
	照護團	肆、	
	疼痛言	伍、	
	、 疼;	_	
: <i>6</i>	、 疼;	二	
8	、 疼;	三	
J	、 疼;	四	
10	、 疼;	五	
11	、副	六	
·	、 目 7	セ	
13	、睡	八	
14	、 推	九	
	疼痛日	陸、	

第一節 APP 功能說明

壹、歡迎頁



事件說明	
首頁	進入此歡迎頁面後隨即進入登入頁面

貳、登入頁面



欄位名稱	說明(輸入檢查或限制)	使用者輸入	
		必要	輸入方式
身分證字號	輸入身分證字號	Y	Text
病歷號碼	輸入病歷號碼	Y	Text
生日	輸入生日(年月,如10311)	Y	Text
按鍵名稱	事件說明		
記住身分證字	點選後,每次開啟 APP 時將記住最後輸入之身分證	字號	
號			
記住病歷號碼	點選後,每次開啟 APP 時將記住最後輸入之病歷號碼		
登入	驗證成功後,預設進入[個人資訊]頁面		

■ 每次開啟 APP 時,都會在登入頁面重新登入

參、個人資料



欄位名稱	說明(輸入檢查或限制)	使用者輸入	
		必要	輸入方式
身分證字號	顯示身分證字號	N	系統自動帶出
姓名	顯示姓名	N	系統自動帶出
生日	顯示生日	N	系統自動帶出
性別	顯示性別	N	系統自動帶出
病歷號碼	顯示病歷號碼	N	系統自動帶出
電話	顯示電話	N	系統自動帶出
收案日	顯示收案日	N	系統自動帶出

肆、照護團隊



欄位名稱	說明(輸入檢查或限制)	使用者輸入	
		必要	輸入方式
照片	顯示照片	N	系統自動帶出
職稱	顯示職稱	N	系統自動帶出
姓名	顯示姓名	N	系統自動帶出
電話	顯示電話	N	系統自動帶出


伍、疼痛記錄

一、疼痛分數



欄位名稱	說明(輸入檢查或限制)	使用者輸入	
		必要	輸入方式
疼痛分數	0至10分	Y	滑動軸
按鍵名稱	事件說明		
带入上次記錄	點選後即帶入前一次記錄儲存時輸入資料		
下一步	點選後即進入[疼痛部位]頁面,並暫存目前輸入資料		

二、疼痛部位



↑男性



↑女性

欄位名稱	說明(輸入檢查或限制)	使用者輸入	
		必要	輸入方式
身體圖	點到的身體部位就顯示業	N	點選標記
按鍵名稱	事件說明		
背面→	當疼痛部位於正面時,提供背面→按鈕,點選後即呈	見現疼痛部	『位-正面之身體
	圖		
←正面	當疼痛部位於背面時,提供←正面按鈕,點選後即呈	見現疼痛部	『位-背部之身體
	圖		
回復上一步	點選後即擦掉一個業		
正面全身痛	當疼痛部位於正面時,提供正面全身痛按鈕:		

	1. 點選後身體圖呈現粉紅色,並不可點選局部痛位置
	2. 第二次點選時,取消正面全身痛,即可再點選局部痛位置,若原先已有
	點選局部痛位置,需再回復原先點選的位置
背部全身痛	當疼痛部位於正面時,提供 背部全身痛按鈕:
	1. 點選後呈現粉紅色身體圖,並不可點選局部痛位置
	2. 第二次點選時,取消背部全身痛,並呈現灰色身體圖,即可再點選局部
	痛位置,若原先已有點選局部痛位置,需再回復原先點選的位置
上一步	點選後即進入[疼痛分數]頁面,並暫存目前輸入資料
下一步	點選後:
	1. 整張圖片快照暫存,在儲存疼痛記錄後,會將圖片上傳至 FTP
	▶ 比照護理資訊平台的拍照方式,呼叫上傳的 Service
	▶ 上傳的目錄及檔案規則細節後續再跟子嘉討論
	2. 圖片暫存後即進入[疼痛性質]頁面

[■] 依據登入者性別,帶入該性別之圖檔

三、疼痛性質



欄位名稱	說明(輸入檢查或限制)	檢查或限制) 使用者輸入	
		必要	輸入方式
疼痛性質	1. 已點選項目呈現粉紅色、未點選項目呈現灰色	Y	按鈕點選
	2. 可複選,其選項有:		
	□像針扎、□像刀割、□燒燒的、□壓痛、		
	□悶痛、 □痠軟、 □脹脹的、□抽痛、		
	□麻麻的、□癢癢的、□碰才痛、□觸電感		
按鍵名稱	事件說明		
带入上次記錄	點選後即帶入前一次記錄儲存時輸入資料		
上一步	點選後即進入[疼痛部位]頁面,並暫存目前輸入資料		
下一步	點選後即進入[疼痛週期]頁面,並暫存目前輸入資料	•	

四、疼痛週期



欄位名稱	說明(輸入檢查或限制)	使用者輸入	
		必要	輸入方式
陣痛週期	單選,其選項如下:	Y	下拉式選單
	1. 每		
	2. 每次		
持續時間	單選,其選項如下:	Y	下拉式選單
	1. 每次持續分鐘		
	2. 每次持續小時		
按鍵名稱	事件說明		
带入上次記錄	點選後即帶入前一次記錄儲存時輸入資料	·	
上一步	點選後即進入[疼痛性質]頁面,並暫存目前輸入資料		
下一步	點選後即進入[疼痛處理]頁面,並暫存目前輸入資料	•	

五、疼痛處理



欄位名稱	說明(輸入檢查或限制)	使用者賴	介入
		必要	輸入方式
止痛藥物			
搜尋其他藥品	可輸入藥品名稱,並進行模糊搜尋,符合項目呈現	N	Text
	於藥物清單內		
藥物清單	1. 可複選,其選項有院方提供的疼痛用藥品項,	N	按鈕點選
	以及「院外用藥」		
	2. 登入時,即取得疼痛用藥品項內容		
非藥物			
非藥物	1. 可複選,其選項有:	N	按鈕點選、
	□心理治療、□按摩、□轉移注意、□冷熱敷		Textarea
	□電療、□其他		
	2. 選其他時,其內容一定要填,長度為30個中文		
	字		
	3. 已點選項目呈現粉紅色、未點選項目呈現灰色		
按鍵名稱	事件說明		
带入上次記錄	點選後即帶入前一次記錄儲存時輸入資料		
上一步	點選後即進入[疼痛週期]頁面,並暫存目前輸入資料		
下一步	點選後即進入[副作用]頁面,並暫存目前輸入資料		

六、副作用




欄位名稱	說明(輸入檢查或限制)	使用者輸入	
		必要	輸入方式
副作用	1. 已點選項目呈現粉紅色、未點選項目呈現灰色	Y	按鈕點選
	2. 可複選,其選項有:		
	□無 □想吐 □頭暈 □呼吸困難		
	□尿滯留 □便秘 □皮膚狀況 □嗜睡		
	□胃痛 □焦躁 □亢奮 □神經緊繃		
	□失眠		
	3. 當點選無時,即將其他選擇項目取消點選反		
	灰;若已點選無又點選其他項目時,將無取消		
	點選反灰		
按鍵名稱	事件說明		
带入上次記錄	點選後即帶入前一次記錄儲存時輸入資料		
上一步	點選後即進入[疼痛處理]頁面,並暫存目前輸入資料		
下一步	點選後即進入[目前心情]頁面,並暫存目前輸入資料		

七、目前心情



欄位名稱	說明(輸入檢查或限制)	使用者輸入	
		必要	輸入方式
目前心情	1. 可複選,其選項有:	Y	按鈕點選
	□我很憂鬱 □我很害怕 □我很生氣		
	□我很高興 □我很緊張		
	2. 已點選項目呈現粉紅色、未點選項目呈現灰色		
按鍵名稱	事件說明		
带入上次記錄	點選後即帶入前一次記錄儲存時輸入資料		
上一步	點選後即進入[副作用]頁面,並暫存目前輸入資料		
下一步	點選後即進入[睡眠品質]頁面,並暫存目前輸入資料		

八、睡眠品質




欄位名稱	說明(輸入檢查或限制)	使用者輸入	
		必要	輸入方式
睡眠品質	單選,其選項有:	Y	按鈕點選
	○有靠藥物睡得很好 ○沒靠藥物且睡得很好		
	○有靠藥物但睡得很差 ○沒靠藥物且睡得很差		
	○還可以		
按鍵名稱	事件說明		
儲存	1. 將資料存至後端資料庫		
	2. 顯示恭喜填寫完成及鼓勵語		
觀看疼痛曲線	點選後即進入[疼痛曲線]頁面		

九、推播提醒



按鍵名稱	事件說明
確認	1. 若三天未紀錄疼痛記錄,推播以下內容:「您已經三天未記錄疼痛狀況囉!!
	請記得紀錄」
	2. 點選確認即開啟 APP

陸、疼痛曲線



欄位名稱	說明(輸入檢查或限制)	使用者輸入	
		必要	輸入方式
X 軸	時間軸	N	系統自動帶出
Y軸	疼痛分數	N	系統自動帶出
按鍵名稱	事件說明		
曲線點	曲線上的各點點選時,會顯示該點的疼痛記錄時間及	及疼痛分數	£

[■] 以曲線圖的方式顯示,過去7天的疼痛曲線。